

90.1118/6 (April 2021)

en

REF TR201
DESCRIPTION OF DEVICE & CONTENTS**Trio Elite®** Sting free medical adhesive remover spray (50ml)**INTENDED USE:**

Removal of adhesives, dressings and appliances from skin.

INSTRUCTION FOR USE:

1. Spray around the edge of the adhesive and wait a few seconds.
2. Gently peel adhesive away from the skin using additional spray to ease removal if necessary.

INFORMATION:Dries in a few seconds.
Sprays at any angle.**CAUTION:**

- Avoid direct use on wound beds.
- If in doubt, patch test a small area prior to use.
- Should skin irritation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.
- Avoid inhalation.
- For external use only.

WARNINGS:

Use only as directed. Pressurised container: may burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep out of reach of children.

EXTREMELY FLAMMABLE**SERIOUS INCIDENT REPORTING**

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

SAFE DISPOSAL INSTRUCTIONS

Do not dispose in the toilet. Dispose of product according to national or local laws

it

REF TR201
DESCRIZIONE DISPOSITIVO E CONTENUTI**Trio Elite®** Spray per la rimozione indolore di cerotti ad uso medico (50ml)**DESTINAZIONE D'USO:**

Rimozione di cerotti, medicazioni e apparecchiature dalla cute.

ISTRUZIONI D'USO:

1. Spruzzare lungo il bordo del cerotto e attendere alcuni secondi.
2. Rimuovere delicatamente il cerotto dalla cute e, se necessario, spruzzare nuovamente del prodotto per semplificare l'operazione.

INFORMAZIONI:Asciuga in pochi secondi.
Getto omnidirezionale.**ATTENZIONE:**

- Evitare l'uso diretto sul sito della ferita.
- In caso di dubbi, effettuare un test su una porzione tissutale ristretta prima dell'uso.
- In caso di irritazione cutanea, sospendere l'uso e consultare un medico.
- Evitare l'inhalazione del prodotto.
- Solo per uso esterno.

AVVERTENZE:

Utilizzare soltanto secondo le istruzioni fornite. Recipiente sotto pressione: rischio di esplosione se surriscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di ignizione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori ai 50°C. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE**SEGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI SERI**

Qualsiasi evento serio che si sia verificato in relazione al dispositivo dovrebbe essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO SICURO

Non gettare nel water. Smaltire il prodotto conformemente alle norme nazionali e locali

fr

REF TR201
DESCRIPTION ET CONTENU DU PRODUIT**Trio Elite®** Spray non irritant pour le retrait d'adhésifs médicaux (50 ml)**USAGE PRÉVU :**

Retrait des adhésifs, pansements et appareillages de la peau.

MODE D'EMPLOI :

1. Vaporiser la solution autour du bord de l'adhésif et patienter quelques secondes.
2. Retirer doucement l'adhésif de la peau. Pour faciliter le retrait, effectuer de nouvelles vaporisations si nécessaire.

INFORMATIONS :Sèche en quelques secondes.
Vaporise sous n'importe quel angle.**ATTENTION :**

- Ne pas appliquer directement sur le lit de la plaie.
- En cas de doute, effectuer un test cutané sur une petite surface de la peau avant utilisation.
- En cas d'irritation cutanée, cesser toute utilisation et consulter un professionnel de santé.
- Ne pas inhaler.
- Pour usage externe uniquement.

AVERTISSEMENTS :

Utiliser uniquement conformément au mode d'emploi. Récipient sous pression : peut exploser en cas d'exposition à la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Nes pas fumer. Ne pas percer ou brûler même après utilisation. Tenir à l'abri de la lumière du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Tenir hors de la portée des enfants.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE**SIGNALEMENT D'INCIDENT GRAVE**

La survenance de tout incident grave lié à l'appareil doit être signalée au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

INSTRUCTIONS POUR ELIMINER LE PRODUIT EN TOUTE SECURITE

Ne jetez pas le produit dans les toilettes. Éliminez-le selon les règles nationales ou locales.

es

REF TR201
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO Y CONTENIDOS**Trio Elite®** Spray para eliminar el adhesivo de uso médico sin escozor (50 ml)**USO PREVISTO:**

Retirada de restos de adhesivos, vendajes y aparatos de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Pulverice alrededor de los bordes del adhesivo y espere unos segundos.
2. Despegue suavemente el adhesivo de la piel y pulverice más producto si fuera necesario para facilitar la eliminación.

INFORMACIÓN:Se seca en pocos segundos.
Pulveriza en cualquier ángulo.**ATENCIÓN:**

- Evite el uso directo en el lecho de la herida.
- En caso de duda, realice una prueba de contacto en un área pequeña antes de usar.
- Si se produce irritación en la piel, interrumpa su uso y consulte a un profesional sanitario.
- Evite la inhalación.
- Indicado solo para uso externo.

ADVERTENCIAS:

Utilizar solamente según lo indicado. Envase presurizado: pueden explotar si se calienta. Mantener el envase lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No perforar ni quemar incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE**NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES GRAVES**

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido el usuario y/o paciente.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA

No tire el producto en el inodoro. Elimine el producto de acuerdo con las leyes nacionales o locales

de

REF TR201
ARTIKELBESCHREIBUNG UND INHALT**Trio Elite®** Reizfreies Spray zum Entfernen von medizinischen Klebstoffen von Stomaversorgungen oder Wundverbänden (50 ml)**VERWENDUNGSZWECK:**

Leichteres Entfernen der Klebreste von Verbänden oder anderen Haftmaterialien auf gesunder Haut.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Das Spray um die zu lösende Versorgung aufsprühen und einige Sekunden warten.
2. Versorgung vorsichtig von der Haut abziehen, evtl. Vorgang wiederholen.

PRODUKTINFORMATION:

Trocknet in wenigen Sekunden, daher keine Beeinträchtigung der Haftkraft der neuen Versorgung. Lässt sich aus jedem Winkel aufsprühen.

VORSICHT:

- Nur zur äußerlichen Anwendung, Kontakt mit Wunden vermeiden, sowie mit Augen und Schleimhäuten.
- Bei Hautirritationen die Anwendung abbrechen und medizinisches Fachpersonal aufsuchen.
- In Zweifelsfällen vor der Anwendung an kleinem Hautbereich testen.

ACHTUNG:

Nur nach Vorschrift verwenden. Hochentzündlich. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C Grad schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

HOCHENTZÜNDLICH**MELDUNG SCHWERER STÖRUNGEN**

Im Falle einer schweren Störung, die im Zusammenhang mit dem Gerät auftritt, sollte diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Nutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG

Nicht in der Toilette entsorgen. Entsorgung des Produktes gemäß nationalen oder lokalen Gesetzen

nl

REF TR201
PRODUCTBESCHRIJVING & INHOUD**Trio Elite®** Niet prikkelende spray voor het verwijderen van medische kleefmiddelen (50ml)**BEVOEGD GEBRUIK:**

Kleefmiddelen, stoma-opvangmaterialen en klevende wondverbanden van de huid verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Spuit op de rand van het stoma-opvangmateriaal of wondverband en wacht een aantal seconden tot de rand loslaat.
2. Spuit normaal tussen de huid en het stoma-opvangmateriaal of wondverband en haal het materiaal eenvoudig los van de huid.

INFORMATIE:Droogt in een aantal seconden.
Spuit vanuit elke hoek, ook ondersteboven.**LET OP:**

- Gebruik niet rechtstreeks op het wondbed.
- Test eerst een klein gebied in geval van twijfel.
- Als huidirritatie optreedt, stop het gebruik en raadpleeg een medisch professional.
- Niet inademen.
- Alleen geschikt voor uitwendig gebruik.

WAARSCHUWINGEN:

Gebruik alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Spuitbus onder druk: kan barsten bij verhitting. Bewaar uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, open vuur en andere ontsstekingsbronnen. Niet roken. Niet doorboren of veranderen, zelfs niet na gebruik. Bescherm tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Bewaar buiten het bereik van kinderen.

EXTREM ONTVLAMBAAAR**MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN**

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIGE VERWIJDERING

Niet in het toilet gooien. Verwijder het product volgens de nationale of plaatselijke wetgeving.

tr

REF TR201
ÜRÜN TANIMI VE İÇERİĞİ**Trio Elite®** Yakmayan medikal yapışkan çıkartıcı sprey (50ml)**KULLANIM AMACI:**

Yapışkanların, pansumanların ve gecelerin ciltten çıkartılması.

KULLANIM TALİMATLARI:

1. Yapışkanlı ürünün kenarının çevresine püskürtünüz ve birkaç saniye bekleyiniz.
2. Yapışkanı, gerektiğinde kolay çıkartılması için ilave sprey kullanarak hafifçe sıyrarak ciltten sökünüz.

BİLGİ:Birkaç saniye içerisinde kurur.
Her açıdan püskürtme yapabilmektedir.**DIKKAT:**

- Yara yatığına doğrudan uygulamayınız.
- Şüphe zincir varsa, kullanmadan önce küçük bir alanda ürünün test ediniz.
- Ciltte hassasiyet oluşması durumunda, kullanımına son veriniz ve sağlık çalışanlarına danışınız.
- Doğrudan solumayınız.
- Yalnızca harici kullanım içindir.

UYARILAR:

Yalnızca talimatlara uygun biçimde kullanınız. Isınması halinde basınçlı kutu patlayabilir. Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcım ve açık alev ile diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Kullanım sonrasında dahi demelmez veya yakmayınız. Güneş ışığından koruyunuz. 50 °C'yi aşan ısılarla maruz bırakmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

SON DERECE YANICIDIR

İçerik: Siloxanes

SV

REFITR201

BESKRIVNING AV PRODUKT OCH INNEHÅLL

Trio Elite® spray 50 ml - smärtriå häftföretagning, silikon (siloxane)

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE:

Avlägsnande av bandage, förband och häftämnen från hud.

ANVÄNDNINGSGINSTRUKTIONER:

- Spraya mellan hud och bandage/förband och vänta några sekunder.
- Ta försiktigt bort bandage/förbandet från huden, applicera mer spray om nödvändigt.

INFORMATION:

Torkar på några sekunder.

Sprayar från vilken vinkel som helst.

△ OBSERVERA:

- Undvik direktanvändning på såryor.
- Om du är osäker, testa på ett litet område före användning.
- Om hudirritation uppkommer, sluta använda och konsultera sjukvårdspersonal.
- Undvik inandning.
- Endast för utvärtes bruk.

VARNING:

Använd bara enligt anvisningar. Behållare under tryck: kan explodera vid upphettning. Förvara skyddad från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning i närheten av behållaren förbjudens. Gör inte hål i behållaren och elda inte upp den ens efter användning. Skydda mot solljus. Utsätt inte för temperaturer som överstiger 50°C. Förvaras odåmlig för barn.

⚠EXTREMT BRANDFARLIG

RAPPORTERING AV ALLVARLIGA TILLBUD

Alla allvariga tillbud som inträffar i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

ANVISNINGAR FÖR SÄKER KASSERING

Kasta inte i toaletten. Kassera produkten i enlighet med nationella eller lokala lagar.

CZ

REFITR201

POPIS PŘÍPRAVKU A OBSAHU

Trio Elite® Nedráždivý odstraňovač zdravotních adheziv ve spreji (50 ml)

ÚČEL POUŽITÍ:

Odstánění náplasti, krytí a pilinových zdravotních pomůcek z pokožky.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Postříkejte pokožku kolem okraje adheziva a vyčkejte několik vteřin.
- Jemně sloupněte adhezivum z pokožky. Znovu postříkejte, pokud je třeba usnadnit odstranění.

INFORMACE:

Zaschne během několika vteřin.

Sprej stříká v jakémkoliv úhlu.

△ VAROVÁNÍ:

- Vyhýnejte se přímému kontaktu přípravku se spodinou rány.
- Pokud si nejste jisti reakcí, otestujte preparék před použitím na malém kúsku pokožky.
- Při podráždění pokožky přerušete používání přípravku a poraďte se s lékařem.
- Nevdychujte.
- Pouze k vnějšmu použití.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze v souladu s návodem. Nádobka pod tlakem: při zahřátí může dojít k výbuchu. Zabráňte kontaktu s žárem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a dalšími zdroji vznícení. Nekurte. Prázdnou nádobku neperažujte a nevhazte do ohně. Chraňte před sluncem. Nevystavte teplotám nad 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

⚠EXTREMĚ HOŘLAVÉ

OZNÁMENÍ ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen

POKYNY PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI

Nesplachujte do záchodu. Výrobek zlikvidujte v souladu s národními nebo místními zákony.

no

REFITR201

BESKRIVELSE AV ENHETEN OG INNHOLDET

Trio Elite® Smertefri spray for fjerning av medisinsk lim (50ml)

BRUKSGOMRÅDE:

Til fjerning av klebemiddel, stomipose, og bandasjer fra huden.

BRUKSANVISNING:

- Spray rundt kanten av Bandasje/plate og vent noen sekunder.
- Trekk bandasjen/platten forsiktig av huden. Påfør mer spray hvis det er nødvendig for å gjøre det enklere å fjerne klebemiddelet.

INFORMASJON:

Tørker på noen sekunder.

Kan sprayes i alle retninger.

△ FORSIKTIG:

- Unngå direkte bruk på sår.
- Er du i tvil, kan du teste på et lite område før bruk.
- Skulle hudirritasjon oppstå, slutt å bruke og ta kontakt med helsepersonell.
- Unngå inhalering.
- Kun til utvortes bruk.

ADVARSEL:

Skal kun brukes i henhold til anvisningene. Trykkbeholder: kan eksplodere ved oppheting. Skal holdes unna varmekilder, varme overflater, gnister, ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå å stikke hull på eller brenne boksen, selv etter bruk. Skal beskyttes mot sollys. Unngå å utsette for temperaturer over 50°C. Oppbevares utlilgjengelig for barn.

⚠EKSTREMT BRANNFARLIG

RAPPORTERING AV ALVORLIG HENDELSE

Enhver alvorlig hendelse som har funnet sted i forbindelse med apparatet skal rapporteres til produsenten og kompetente myndigheter i medlemslandet hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

INSTRUKSJONER FOR SIKKER AVHENDING

Skal ikke kastes i toalettet. Produktet skal avhendes i henhold til nasjonal eller lokal lovgivning

sk

REFITR201

POPIS VÝROBKU A OBSAHU

Trio Elite® Nedráždivý odstraňovač zdravotníckych adhezív v spreji (50 ml)

ÚČEL POUŽITIA:

Odstáranie náplasti, krytí a prilnavých zdravotníckych pomôcok z pokožky.

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Postriekajte pokožku okolo okrajov adhezíva a počkajte niekoľko sekúnd.
- Jemne odstráňte adhezívum z pokožky. Znova postriekajte pokožku potrebujete uľahčiť odstránenie.

INFORMÁCIE:

Zaschne počas niekoľkých sekúnd.

Sprej strieka v ktoromkoľvek uhle.

△ VAROVÁNIE:

- Vyhýnite sa priamemu kontaktu prípravku so spodinou rany.
- Pokiaľ si nie ste istý reakciou, otestujte prípravok pred použitím na malom kúsku pokožky.
- Pri podráždení pokožky prerušete používanie prípravku a poraďte sa s lekárom.
- Nevdychujte.
- Iba na vonkajšie použitie.

UPOZORNENIE:

Používajte iba v súlade s návodom. Nádobka pod tlakom: pri zahriatí môže dôjsť k výbuchu. Zabráňte kontaktu so žiarou, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a ďalšími zdrojmi vznietenia. Neľahčte. Prázdnu nádobku neperažajte a nehadzte do ohňa. Chraňte pred slnkom. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávaťe mimo dosahu detí.

⚠EXTREMĚ HOŘLAVÉ

OZNAMOVANIE ZÁVAŽNÝCH INCIDENTOV

každý závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto zariadením, je potrebné oznámiť výrobcovi a kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sa používateľ alebo pacient nachádza.

POKYNY PRE BEZPEČNOU LIKVIDACIU

Nesplachujte do záchodu. Výrobok zlikvidujte v súlade s národnými alebo miestnymi zákonmi.

dk

REFITR201

BESKRIVELSE AF PRODUKT OG INDHOLD

Trio Elite® Medicinsk klæbefjerner spray (50 ml). (No sting)

TILSIGTET ANVENDELSE:

Fjernelse af klæbende bandager og klæberester, forbindinger og stomiposer fra huden.

BRUGSANVISNING:

- Spray omkring kanten af bandagen, og vent nogle få sekunder.
- Fjern forsigtigt bandagen fra huden. Brug om nødvendigt yderligere spray for at lette fjernelse.

INFORMATION:

Tørret på få sekunder.

Kan sprayes fra alle vinkler.

△ FORSIGTIG:

- Undgå at anvende direkte på sår.
- Er der tvivl om produktet tles, kan man lave en prøve et andet sted på kroppen.
- Hvis hudirritation skulle opstå, skal du stoppe anvendelse og kontakte din læge.
- Undgå at inhalere.
- Kun til udvortes brug.

ADVARSLER:

Brug kun som anvist. Trykbeholder: kan eksplodere ved opvarmning. Holdes væk fra høj varme, varme overflader, gnister, åben ild eller andre tændkilder. Rygning forbudt. Må ikke perforeres eller brændes efter brug. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Opbevares utilgængeligt for barn.

⚠YDERST BRANDFARLIG

RAPPORTERING AF ALVORLIGE HÆNDELSER

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

INSTRUKTIONER TIL SIKKER BORTSKAFFELSE

Må ikke bortskaffes i toiletlet. Bortskaf produktet i henhold til national eller lokal lovgivning

pt

REFITR201

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO E CONTEÚDO

Trio Elite® Spray para remoção indolor de adesivos médicos (50 ml)

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

Remoção de adesivos, pensos e dispositivos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Pulverize em redor do rebordo do adesivo e aguarde alguns segundos.
- Retire suavemente o adesivo da pele, utilizando mais spray para facilitar a remoção, se necessário.

INFORMAÇÕES:

Seca em poucos segundos. Pulveriza-se de qualquer ângulo.

△ ATENÇÃO:

- Evitar o uso direto sobre escaras.
- Em caso de dúvida, efetuar um teste cutâneo, numa área pequena, antes de utilizar.
- Se ocorrer irritação da pele, interromper a utilização e consultar um profissional de saúde.
- Evitar a inalação.
- Apenas para uso externo.

AVISOS:

Usar apenas como indicado. Recipiente pressurizado: pode explodir se aquecido. Manter afastado do calor, superfícies quentes, laiscas, chamas descobertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não fumar nem queimar mesmo após a utilização. Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Manter fora do alcance das crianças.

⚠EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL

COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES GRAVES

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à entidade competente do Estado-Membro no qual o utilizador e/ou o doente se encontra estabelecido.

INSTRUÇÕES PARA UMA ELIMINAÇÃO SEGURA

Não elimine o produto na sanita. Elimine o produto de acordo com as leis locais ou nacionais.

pl

REFITR201

OPIS PRODUKTU

Trio Elite® Niepodrażniający skóry preparat w sprayu do usuwania resztek żyłeczka. (50ml)

PRZEZNACZENIE:

Do usuwania ze skóry resztek kleju..

INSTRUKCJA UŻYCIA:

- Spryskać krawędzie żyłeczka i odczekać kilka sekund.
- Delikatnie odkleić od skóry, zwiększając w razie potrzeby ilość sprayu, aby ułatwić usuwanie.

INFORMACJA:

Schnie w kilka sekund.

Spryskiwać pod dowolnym kątem.

△ UWAGA:

- Unikaj stosowania bezpośrednio na ranę.
- W razie wątpliwości należy przed użyciem przetestować na niewielkiej powierzchni skóry.
- W przypadku podrażnienia skóry przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Unikaj wdychania.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

OSTRZEŻENIE:

Stosować ściśle według zaleceń. Pojemnik pod ciśnieniem: nagrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu. Nie palić w otoczeniu produktu. Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠PRODUKT SKRAJNIE ŁATWOPALNY

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, na którego terytorium użytkownik i/lub pacjent przeżywa.

INSTRUKCJA BEZPECZNEJ UTYLIZACJI

Nie wyrzucać do toalety. Produkt należy utylizować zgodnie z krajowymi lub lokalnymi rozporządzeniami

jp

REFITR201

製品説明

Trio Elite® 低刺激性粘着剤リムーバースプレー (50 ml)

使用目的:

粘着剤、包帯、および器具の皮膚からの除去。

取扱説明:

- 粘着剤の周囲にスプレーし、2〜3秒お待ちください。
- 必要に応じて、除去しやすくするために追加のスプレーをし、皮膚から粘着剤をそっと剥がしてください。

製品情報:

2〜3 秒で乾きます。あらゆる角度でスプレーできます。

△注意:

- 創傷に直接スプレーしないでください。
- 安全性に疑問がある場合は、ご使用前に小さな部分でパッチテストを行ってください。
- 皮膚がかぶれた場合は使用を中止し、医療従事者にご相談ください。
- 吸い込まないでください。
- 健康な皮膚のみ使用ください。

警告:

指示された用法のみで使用してください。加圧容器:加熱すると破裂することがあります。熱、高温面、火花、火気、およびその他の発火源から遠ざけてください。禁煙。使用後も、穴を開けたり焼却したりしないでください。直射日光を避けてください。50°Cを超える温度にさらさないでください。お子様の手の届かないところに保管してください。

⚠可燃性、火気厳禁

重大インシデント報告

デバイスに関連して発生した重大なインシデントは、ユーザーおよび/または患者が存在する加盟国の製造業者および主管当局に報告する必要があります。

安全な廃棄処理に関する指示

トイレに流さないでください。製品は国内法令または地域法に従って廃棄してください。